


VITA



VITA PROSTHETIC SOLUTIONS

Карта форм

1. Выберите категорию/линию зубов

Живая игра цвета и формы для естественных результатов.

Для всех случаев благодаря большому выбору цветов и форм.

Надежные стандартные методы протезирования по лучшей цене.

Эффективное CAD/CAM протезирование для большей продуктивности.



> Рекомендуемые комбинации передних и боковых групп зубов



> Рекомендуемые показания*

	PREMIUM		UNIVERSAL			STANDARD	DIGITAL
Передние зубы	VITAPAN EXCELL®	VITA PHYSIODENS®	VITAPAN®			VITA MFT®	VITA VIONIC VIGO®
Боковые зубы	VITAPAN® LINGOFORM	VITA PHYSIODENS®	VITAPAN® CUSPIFORM	VITAPAN SYNOFORM®	VITA MFT®	VITA VIONIC VIGO®	
Полное протезирование	●	●	●	●	●	●	
Частичное протезирование	●	●	●		●		
Комбинированное протезирование	●	○	●		○		
Протезирование с опорой на имплантат	●	○	○		○		
Геронтопротезирование				●			

● ○ Рекомендовано

* Это рекомендуемые показания для соответствующих протезных решений, однако, как правило возможен весь спектр полного-/частичного-/комбинированного протезирования и протезирования с опорой на имплантаты!

VITAPAN
EXCELL®

VITAPAN®
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS®

VITAPAN®


VITAPAN®
CUSPIFORM

VITAPAN
SYNOFORM®


VITA MFT®

VITA VIONIC VIGO®


2. Выберите подходящую группу форм



3. Определите подходящую форму зуба



Линия улыбки




Линия клыков


Точки измерения: так определяются размеры зуба.*

> Передние зубы


Верхняя челюсть (ВЧ) /
Нижняя челюсть (НЧ)



Шейка зуба не учитывается в измерении




VITAPAN EXCELL
VITA PHYSIODENS
VITAPAN
VITA MFT



VITA VIONIC VIGO

> Боковые зубы

Верхняя челюсть (ВЧ) /
Нижняя челюсть (НЧ)









* Все линейки зубов VITA, представленные с 2007 года, были измерены цифровым способом. Максимальное отклонение размеров искусственных зубов +/- 5% согласно DIN ISO 22112:2017





Верхняя челюсть-передние зубы





лопато-образный



треугольный




прямоугольный



















квадратный



Нижняя челюсть-передние зубы



► Примечание: Для форм VITAPAN LINGOFORM выберите подходящий регистр

VITAPAN EXCELL Передние зубы	BЧ/№  mm	041 41.3	043 43.1	045 45.1	047 47.3	048 48.1	049 49.1	051 51.4	T42 42.0	T44 44.1	T46 46.2	T47 46.9	T48 48.1	T50 50.0	T51 51.4	T54 54.4
	HЧ/№  mm	L33 33.2	L33 33.2	L35 35.3	L37 37.3	L37/L37LC 37.3/37.4	L39 39.0	L41 41.2	L33 33.2	L33 33.2	L35 35.3	L37 37.3	L37 37.3	L39 39.0	L39 39.0	L41 41.2
VITAPAN LINGOFORM Боковые зубы	BЧ/№  mm	21L 30.1	21L 30.1	22L 31.6	22L 31.6	22L 31.6	23L 34.2	24L 35.8	21L 30.1	21L 30.1	22L 31.6	22L 31.6	22L 31.6	24L 35.8	23L 34.2	24L 35.8
	HЧ/№  mm	21L 30.7	21L 30.7	22L 32.1	22L 32.1	22L 32.1	23L 34.8	24L 36.4	21L 30.7	21L 30.7	22L 32.1	22L 32.1	22L 32.1	24L 36.4	23L 34.8	24L 36.4
VITAPAN EXCELL Передние зубы	BЧ/№  mm	R45 45.4	R47 47.0	R49 49.1	S46 46.3	S48 47.9	S52 52.1									
	HЧ/№  mm	L35 35.3	L37 37.3	L39 39.0	L35 35.3	L37 37.3	L41 41.2									
VITAPAN LINGOFORM Боковые зубы	BЧ/№  mm	22L 31.6	22L 31.6	23L 34.2	22L 31.6	22L 31.6	23L 34.2									
	HЧ/№  mm	22L 32.1	22L 32.1	23L 34.8	22L 32.1	22L 32.1	23L 34.8									

Информация, содержащаяся в таблице комбинаций, предназначена только для справки.

► **Примечание:** Для форм VITAPAN LINGOFORM выберите подходящий регистр

Боковые зубы



Верхняя челюсть-передние зубы



лопато-образный

<p>01S*</p> <p>42.3</p> <p>7.6</p> <p>10.8</p>	<p>02L</p> <p>45.7</p> <p>8.4</p> <p>11.5</p>	<p>03M</p> <p>47.2</p> <p>8.6</p> <p>10.8</p>	<p>04L</p> <p>49.2</p> <p>9.0</p> <p>12.7</p>
<p>05L</p> <p>50.1</p> <p>9.1</p> <p>11.4</p>	<p>06L</p> <p>51.3</p> <p>9.7</p> <p>13.1</p>		
<p>T6S**</p> <p>41.0</p> <p>7.4</p> <p>10.4</p>	<p>T2S*</p> <p>44.9</p> <p>8.3</p> <p>10.1</p>	<p>T1S</p> <p>45.3</p> <p>8.7</p> <p>10.2</p>	<p>T3M</p> <p>45.6</p> <p>8.4</p> <p>11.7</p>
<p>T4M*</p> <p>45.6</p> <p>8.8</p> <p>11.3</p>	<p>T5M</p> <p>46.2</p> <p>8.8</p> <p>11.1</p>	<p>T6L</p> <p>47.3</p> <p>8.9</p> <p>12.4</p>	<p>T7M</p> <p>47.5</p> <p>8.8</p> <p>11.6</p>
<p>T8L*</p> <p>49.0</p> <p>9.2</p> <p>11.6</p>	<p>T9L</p> <p>49.6</p> <p>9.4</p> <p>13.1</p>		



треугольный



прямоуголь-
ный

X1M*

46.3



8.0



11.0

X2L

46.2



8.7



11.6

X3L

47.8



9.0



11.8



квадрат-
ный

Z1S

44.1



8.1



9.8

Z2S

47.5



8.7



10.1

Нижняя челюсть-передние зубы

L1S*

33.0



4.9



8.8

L2M*

34.5



5.2



10.4

L3M*

36.3



5.2



10.5

L4M*

35.5



5.4



9.4

L5M*

37.0



5.5



10.4

L6L

38.2



5.8



11.4

L7L

38.2



5.5



10.4

L8L

43.5



6.3



13.0

*) Отбеленные цвета 0M1 и 0M3 предлагаются исключительно для выбранных форм.





**) Формы предлагаются только для цветов VITA SYSTEM 3D-MASTER.


VITA PHYSIODENS®

Цвета:

28 x VITA SYSTEM 3D-MASTER® (0M1, 0M3, 1M1 – 5M3),


15 x VITA classical A1–D4® (A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4)

VITA PHYSIODENS Передние зубы	BЧ/№  mm	01S 42.3	02L 45.7	03M 47.2	04L 49.2	05L 50.1	06L 51.3	T6S 41.0	T2S 44.9	T1S 45.3	T3M 45.6	T4M 45.6	T5M 46.2	T6L 47.3	T7M 47.5	T8L 49.0	T9L 49.6
	HЧ/№  mm	L1S 33.0	L2M 34.5	L3M 36.3	L6L 38.2	L6L 38.2	L8L 43.5	L1S 33.0	L2M 34.5	L1S 33.0	L3M 36.3	L4M 35.5	L3M 36.3	L5M 37.0	L7L 38.2	L5M 37.0	L6L 38.2
VITA PHYSIODENS Боковые зубы	BЧ/№  mm	21E 30.5	22E 32.9	23E 33.5	24E 34.8	24E 34.8	25E 36.7	21E 30.5	21E 30.5	20E 29.4	22E 32.9	22E 32.9	23E 33.5	23E 33.5	23E 33.5	24E 34.8	25E 36.7
	HЧ/№  mm	21E 32.7	22E 33.7	23E 34.6	24E 36.1	24E 36.1	25E 37.3	21E 32.7	21E 32.7	20E 31.0	22E 33.7	22E 33.7	23E 34.6	23E 34.6	23E 34.6	24E 36.1	25E 37.3

VITA PHYSIODENS Передние зубы	BЧ/№  mm	X1M 46.3	X2L 46.2	X3L 47.8	Z1S 44.1	Z2S 47.5
	HЧ/№  mm	L3M 36.3	L4M 35.5	L5M 37.0	L1S 33.0	L5M 37.0
VITA PHYSIODENS Боковые зубы	BЧ/№  mm	23E 33.5	23E 33.5	24E 34.8	21E 30.5	22E 32.9
	HЧ/№  mm	23E 34.6	23E 34.6	24E 36.1	21E 32.7	22E 33.7

Информация, содержащаяся в таблице комбинаций, предназначена только для справки.

Боковые зубы



*) Отбеленный цвет 0M3 предлагается исключительно для выбранных форм.

Верхняя челюсть-передние зубы









<p>013</p> <p>41.7</p>  <p>7.9</p>  <p>9.5</p>	<p>025</p> <p>42.8</p>  <p>8.1</p>  <p>9.9</p>	<p>034</p> <p>43.3</p>  <p>8.0</p>  <p>9.7</p>	<p>035</p> <p>43.2</p>  <p>8.0</p>  <p>9.8</p>
<p>043</p> <p>43.6</p>  <p>8.2</p>  <p>9.4</p>	<p>086</p> <p>47.1</p>  <p>8.9</p>  <p>9.9</p>	<p>097</p> <p>49.2</p>  <p>9.0</p>  <p>11.5</p>	<p>098*</p> <p>48.1</p>  <p>9.0</p>  <p>11.8</p>
<p>099</p> <p>52.5</p>  <p>9.8</p>  <p>12.5</p>			
<p>T36*</p> <p>43.7</p>  <p>8.1</p>  <p>10.1</p>	<p>T53</p> <p>44.6</p>  <p>8.1</p>  <p>9.2</p>	<p>T56</p> <p>44.4</p>  <p>8.3</p>  <p>10.0</p>	<p>T66</p> <p>44.6</p>  <p>8.3</p>  <p>10.2</p>
<p>T67</p> <p>45.1</p>  <p>8.4</p>  <p>10.0</p>	<p>T76*</p> <p>45.9</p>  <p>8.2</p>  <p>10.4</p>	<p>T77*</p> <p>46.2</p>  <p>8.5</p>  <p>10.6</p>	<p>T88*</p> <p>47.1</p>  <p>8.7</p>  <p>10.6</p>



лопато-образный



треугольный



прямоуголь-
ный




квадрат-
ный







Нижняя челюсть-передние зубы







Полностью сформированный режущий край

Стертый режущий край

<p>L3</p> 	<p>L5*</p> 	<p>L5L</p> 	<p>L7*</p> 
<p>L9</p> 	<p>L11*</p> 	<p>L13</p> 	<p>L15</p> 
<p>L4*</p> 	<p>L8</p> 	<p>L10</p> 	<p>L12</p> 
<p>L14</p> 			


*) Отбеленные цвета 0M1 и 0M3 предлагаются исключительно для выбранных форм.

VITAPAN Передние зубы	BЧ/№  mm	013 41.7	025 42.8	034 43.3	035 43.2	043 43.6	086 47.1	097 49.2	098 48.1	099 52.5	T36 43.7	T53 44.6	T56 44.4	T66 44.6	T67 45.1	T76 45.9	T77 46.2	T88 47.1	T98 50.5	T99 48.0
	HЧ/№  mm	L4 32.7	L3 33.4	L3 33.4	L3 33.4	L5 35.3	L11 36.9	L8 38.9	L13 37.0	L14 41.7	L4 32.7	L5 35.3	L5 35.3	L5 35.3	L4 32.7	L7 36.2	L11 36.9	L11 36.9	L15 38.0	L11 36.9
VITAPAN CUSPIFORM Боковые зубы	BЧ/№  mm	40C 28.1	40C 28.1	41C 29.9	41C 29.9	41C 29.9	42C 31.7	44C 32.8	42C 31.7	45C 34.8	40C 28.1	41C 29.9	41C 29.9	42C 31.7	42C 31.7	42C 31.7	42C 31.7	44C 32.8	45C 34.8	44C 32.8
	HЧ/№  mm	40C 29.5	40C 29.5	41C 31.3	41C 31.3	41C 31.3	42C 33.4	44C 34.6	42C 33.4	45C 36.3	40C 29.5	41C 31.3	41C 31.3	42C 33.4	42C 33.4	42C 33.4	42C 33.4	44C 34.6	45C 36.3	44C 34.6
VITAPAN SYNOFORM Боковые зубы	BЧ/№  mm	10S 29.0	10S 29.0	11S 30.0	11S 30.0	11S 30.0	12S 31.3	14S 33.1	12S 31.3	14S 33.1	10S 29.0	11S 30.0	11S 30.0	12S 31.3	12S 31.3	12S 31.3	12S 31.3	14S 33.1	14S 33.1	14S 33.1
	HЧ/№  mm	10S 30.5	10S 30.5	11S 31.9	11S 31.9	11S 31.9	12S 32.7	14S 35.4	12S 32.7	14S 35.4	10S 30.5	11S 31.9	11S 31.9	12S 32.7	12S 32.7	12S 32.7	12S 32.7	14S 35.4	14S 35.4	14S 35.4

VITAPAN Передние зубы	BЧ/№  mm	X13 41.5	X66 45.9	X77 47.0	X87 46.9	X96 50.0	X99 50.6	Z51 44.6	Z61 45.5	Z74 46.7	Z84 46.7	Z85 47.5	Z97 52.2
	HЧ/№  mm	L4 32.7	L9 36.1	L11 36.9	L11 36.9	L10 39.0	L15 38.0	L3 33.4	L3 33.4	L9 36.1	L9 36.1	L13 37.0	L12 41.0
VITAPAN CUSPIFORM Боковые зубы	BЧ/№  mm	41C 29.9	42C 31.7	42C 31.7	44C 32.8	44C 32.8	45C 34.8	43C 31.0	43C 31.0	42C 31.7	42C 31.7	44C 32.8	45C 34.8
	HЧ/№  mm	41C 31.3	42C 33.4	42C 33.4	44C 34.6	44C 34.6	45C 36.3	43C 32.3	43C 32.3	42C 33.4	42C 33.4	44C 34.6	45C 36.3
VITAPAN SYNOFORM Боковые зубы	BЧ/№  mm	11S 30.0	12S 31.3	12S 31.3	14S 33.1	14S 33.1	14S 33.1	13S 31.3	13S 31.3	12S 31.3	12S 31.3	14S 33.1	14S 33.1
	HЧ/№  mm	11S 31.9	12S 32.7	12S 32.7	14S 35.4	14S 35.4	14S 35.4	13S 33.9	13S 33.9	12S 32.7	12S 32.7	14S 35.4	14S 35.4

Информация, содержащаяся в таблице комбинаций, предназначена только для справки.

Боковые зубы



*) Отбеленный цвет 0M3 предлагается исключительно для выбранных форм.






Боковые зубы



Верхняя челюсть-передние зубы





лопато-образный



треугольный




прямоугольный







квадратный

*) Указанные цвета classical искусственных зубов VITA MFT имеют наибольшее сходство с цветами шкалы VITA SYSTEM 3D-MASTER.

Нижняя челюсть-передние зубы




*длинные (047 и L37 с удлиненной шейкой)

VITA MFT Передние зубы	ВЧ/№  mm	040 40.0	044 43.9	049 49.2	T41 40.5	T43 43.3	T46 46.1	T49 48.8	R42 42.1	R45 44.5	R47 46.6	S47 46.8	S50 49.7
	НЧ/№  mm	L33 32.6	L34 34.0	L40 39.5	L33 32.6	L34 34.0	L37 36.8	L40 39.5	L34 34.0	L37 36.8	L37 36.8	L40 39.5	L40 39.5
VITA MFT Боковые зубы	ВЧ/№  mm	PU29 28.8	PU29 28.8	PU33 33.0	PU29 28.8	PU31 30.6	PU31 30.6	PU33 33.0	PU29 28.8	PU31 30.6	PU33 33.0	PU33 33.0	PU33 33.0
	НЧ/№  mm	PL29 29.6	PL29 29.6	PL33 33.6	PL29 29.6	PL31 31.1	PL31 31.1	PL33 33.6	PL29 29.6	PL31 31.1	PL33 33.6	PL33 33.6	PL33 33.6

Информация, содержащаяся в таблице комбинаций, предназначена только для справки.

Боковые зубы



*) Указанные цвета classical искусственных зубов VITA MFT имеют наибольшее сходство с цветами шкалы VITA SYSTEM 3D-MASTER.



VITAPAN
EXCELL®

VITAPAN®
LINGOFORM

VITA
PHYSIODENS®

VITAPAN®

VITAPAN®
CUSPIFORM

VITAPAN
SYNOFORM®

VITA MFT®

VITA VIONIC VIGO®

Верхняя челюсть-передние зубы



лопато-образный



треугольный



прямоугольный



Нижняя челюсть-передние зубы



➤ Примечание. Искусственные зубы VITA VIONIC VIGO — это продукт, специально разработанный для цифровых производственных процессов. Зубы цервикально укорачиваются, а контактные поверхности предварительно подготавливаются к склеиванию с базисом протеза. Это означает, что искусственные зубы могут быть приклеены прямо из упаковки в полости изготовленного цифровым способом базиса протеза.

Боковые зубы



VITA VIONIC VIGO Передние зубы	ВЧ/№ mm	R47 47.0	R49 49.0	O45 44.8	T50 49.9	T46 46.2	O43 43.3	T44 44.0	T48 48.3
	НЧ/№ mm	L37 37.2	L39 39.2	L35 35.2	L39 39.2	L37 37.2	L33 33.2	L33 33.2	L37 37.2
VITA VIONIC VIGO Боковые зубы	ВЧ/№ mm	22L 31.8	23L 34.3	22L 31.8	24L 35.9	22L 31.8	21L 30.3	21L 30.3	22L 31.8
	НЧ/№ mm	22L 32.6	23L 35.0	22L 32.6	24L 36.9	22L 32.6	21L 31.0	21L 31.0	22L 32.6

➤ Примечание. Искусственные зубы VITA VIONIC VIGO -- это продукт, специально разработанный для цифровых производственных процессов. Зубы цервикально укорачиваются, а контактные поверхности предварительно подготавливаются к склеиванию с базисом протеза. Это означает, что искусственные зубы могут быть приклеены прямо из упаковки в полости изготовленного цифровым способом базиса протеза.

Более подробную информацию о VITA PROTHETIK Вы можете найти на сайте:
www.vita-zahnfabrik.com/prothetics

Внимание: Наши продукты следует использовать согласно инструкциям. Мы не берем на себя никакой ответственности за ущерб, возникающий из-за ненадлежащего обращения или неквалифицированной применения. Кроме того, перед использованием продукта пользователь обязан проверить его пригодность для предусматриваемого применения. Наша ответственность исключается в случае использования продукта с материалами и оборудованием других производителей, не оговоренными в договоре или в недопустимом сочетании, приводящим к повреждениям. Модульбокс VITA не является неотъемлемой частью данной продукции. Дата выхода данной брошюры: 2024-07

С изданием данной брошюры все предыдущие издания утрачивают силу. Любую актуальную версию Вы найдете на сайте www.vita-zahnfabrik.com

Фирма VITA является сертифицированным производителем и следующие виды ее продукции имеют маркировку:

CE 0124

ассортимент VITAPAN®, VITA PHYSIODENS®, VITA MFT®, ассортимент VITA VIONIC®

MD

VITA PROSTHETIC SOLUTIONS

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Germany

Phone: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222
E-Mail: info@vita-zahnfabrik.com

Follow us on
social media!



www.vita-zahnfabrik.com

MD
CE 0124